

Bluelight

Bluelight Life / Infrared Özellikli Profesyonel Masaj Aleti

DC2002D / Kullanım Kılavuzu Instruction Manual



85 Watt



Sıcak Hava
Üfleme Özelliği

Bluelight Life / Infrared Özellikli Profesyonel Masaj Aleti

Lütfen tüm talimatları cihazı kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz. Bu talimatları saklayınız.

KISA TANITIM

Yüksek frekansda titreşimli masaj aleti, kan dolaşımına etki ederek sağlığınıza faydalı bir üründür. Bu cihaz, sizin yorgunluğunuzu ve ağrılarınızı azaltmak için tasarlanmıştır. Yüksek frekansda titreşim ve vuruş, vücutta kan damarlarına ve özellikle kılcal damarlara etki etmede kullanılmaktadır. Masaj yaparken, lenf fonksiyonları güçlenecektir. Bu ürün, insan fizyolojisini ve çok sayıda uygulama tecrübelerini baz alarak dizayn edilmiştir. Yüksek frekans sağlamak için yapılan kompakt yapısını kullanarak, cildinizi güzelleştirebilir ve kan damarlarınızı açabilir. Bu ürünün, sadece yorgunluğu ve ağrıyı azaltma etkileri olmayıp, aynı zamanda sağlığınıza koruyucu etkileri de vardır.

FONKSİYONLAR

1. Termoterapi ve sarsma masajı fonksiyonları.
2. Yorgunluk veya romatizma nedeniyle oluşan ağrıları hafifletir.
3. Boyun kaslarının kasılması sonucu omuzlarda oluşacak spazmı hafifletir.
4. Yaşlıların düzensiz olan kan dolaşımını sebebiyle oluşan ağrıları hafifletir.
5. Kasları gevşetir ve yoğun spor egzersizleri sonucu oluşan ağrıları giderir.
6. Durdurma ve hız ayarlama seçeneklerini dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.
7. Çift masaj başlığı ve daha geniş masaj alanı. Yumuşaklık ve güç bir arada.
8. Az bir esinti vererek, kas hücrelerini aktive edecek etkiyi sağlar ve kan dolaşımını canlandırır.

KULLANIM

1. Titreşim ayarını OFF konumuna getirdikten sonra fişi prize takınız.
2. Fişi prize taktığınızda, çalışma gösterge ışığı yanacaktır.
3. Titreşim kademe ayarını saat yönünde çevirdiğinizde masaja başlayabilirsiniz.
4. Düğmeyi yukarı ittiğinizde, infrared çalışacaktır.
5. Düğmeyi aşağıya ittiğinizde, ısıtıcı terapi çalışacaktır.
6. Masajı bitirmek istediğinizde titreşim kademe ayarını saat yönünün tersine çeviriniz ve sonra fişi prizden çıkarınız.

ÜRÜN TANITIMI

1. Infrared lambası
2. Masaj lambası
3. Isı terapi lambası
4. Masaj kuvveti ayarlama tuşu
5. Fonksiyon değiştirme tuşu
6. Güç girişi
7. Sıcak hava çıkışı
8. Çift masaj başlığı
9. Havalandırma ızgarası
10. Kaymaz tutacak
11. Fonksiyon yok konumunda
12. Fonksiyon tuşu ısı terapisi konumunda
13. Fonksiyon tuşu infrared konumunda



UYARILAR

1. Lütfen cihazı belirtilen voltajda kullanınız.
2. Bu cihazı, cilt yanıkları, bulaşıcı ve iltihaplı hastalıkları durumunda kullanmayınız.
3. Kanamalı durumlarda, çatlaklarda, kırıklarda ve travmalarda bu cihaz kullanılamaz.
4. Islak vücutta kullanmayınız.
5. Fişi takılı cihaza ıslak elle dokunmayınız.
6. Bu cihazı su ile temas edebilecek banyo gibi ortamlarda asla tutmayınız ve kullanmayınız.
7. Bu cihazı tutuşabilir ve yanabilir cisimlerin ve ısı kaynaklarının yakınında kullanmayınız.
8. Uyku sırasında kullanmayınız.
9. Cihazı çalışır durumda bırakmayınız ve masaj bittikten sonra fişi prizden çıkarınız.
10. Cihazı belirtilen şu yerlerde uzun süre tutmayınız: baş, göğüs, diz ve dirsek. Aksi takdirde yaralanmalar olabilir.
11. Cihaz ile yapılacak masajın 15 dakikayı geçmemesi tavsiye edilir.
12. Fişi veya kabloyu yerde sürümemeniz, aksi takdirde bozulma veya hasar meydana gelecektir.
13. Cihazı asla parçalarına ayırmayınız veya tamir etmeyi denemeyiniz. Aksi takdirde, herhangi bir kaza veya arıza olduğunda sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır.
14. Tavsiye edilen kullanma süresi 15 dakikadır. Eğer ısı terapisini uzun süre kullanırsanız, cihaz otomatik olarak duracaktır. 30 dakikadan biraz fazla süre cihaz kendini dinlenmeye alacaktır. Daha sonra tekrar çalıştırabilirsiniz.
15. Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çıkarınız. Lütfen hafif (nötral) temizleyici maddeler kullanınız. Asla kuvvetli kimyasal temizleyiciler ve organik çözücüler kullanmayınız.

SORUN ÇÖZME

ARIZA	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Fişin düzgün takılmaması.	Fişi tamamen prize girecek şekilde takınız.
	Cihazın düğmesinde temassızlık.	Düğmeyi kontrol ediniz.
Çalışırken çok ses çıkartıyor.	Aralıksız uzun süre kullanım.	Cihazın fişini çıkarınız ve 30 dakika ara veriniz.

TEKNİK VERİLER

- Model DC2002D
- Voltaj 220 W
- Frekans 50 Hz
- Güç 85 W
- Boyutlar 45 x 20,5 x 20 cm